

**BOÎTE INOX, 20 X 10 X 3 CM - PERFORÉE
DESSUS/DESSOUS**

Ref. AI20103P



06/04/2026 21:25:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 20 X 10 X 3 CM - PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Ref. [AI20103P](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040067735	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité nue / Largeur (cm)	13.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	5	Unité nue / Hauteur (cm)	5.5
Unité emballée / Longueur (cm)	28	Unité nue / Longueur (cm)	28
Unité emballée / Poids (kg)	0.325	Unité nue / Poids (kg)	0.325
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 06/04/2026 21:25:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.