

BOÎTE INOX, 25 X 10 X 5 CM - PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Ref. AI25105P



06/04/2026 19:30:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 25 X 10 X 5 CM - PERFORÉE DESSUS/DESSOUS

Ref. [AI25105P](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040067766	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	26	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	6	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	12	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	6.7		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 06/04/2026 19:30:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.