

**BÉNIQUE GUYON, SÉRIE N°21 À N°60, AVEC
FIL DE NYLON****Ref. IB02120****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040007298	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	9
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	29.5
Unité emballée / Poids (kg)	3.95	Unité nue / Poids (kg)	3.947

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---