

# BOÎTE DÉCOLLEMENT DE RÉTINE

Ref. IBOI407



## Description

## Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 3661040082707 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | Pakistan |

### MESURES

|                                |     |                               |     |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc  | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc  |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc  | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.6 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.6 |                               |     |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Unité emballée / Quantité | 1 |  |  |
|---------------------------|---|--|--|

06/04/2026 21:29:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.