



TALONNIÈRES, ETRIERS (SANS ÉTAUX), LA PAIRE

Ref. OSA0047



06/04/2026 19:58:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TALONNIÈRES, ETRIERS (SANS ÉTAUX), LA PAIRE

Ref. [OSA0047](#)



Paire de talonnières pour examen

Description

- Diamètre de la tige : 12 mm
- Largeur : 700 mm
- Hauteur : 440 mm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040192208	Code douanier	9402900000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	32	Unité emballée / Hauteur (cm)	12
Unité emballée / Longueur (cm)	73	Unité emballée / Poids (kg)	2.55
Unité nue / Poids (kg)	1.7		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 06/04/2026 19:58:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.