

CLAMP OMBILICAL DE BAR, 8 CM

Ref. IC30108



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

06/04/2026 21:27:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CLAMP OMBILICAL DE BAR, 8 CM

Ref. IC30108



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040010922	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	2.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	8
Unité emballée / Poids (kg)	0.016	Unité nue / Poids (kg)	0.016

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---