

DAVIER VERBRUGGE, RÉDUCTEUR, MORS ACÉRÉS, COUDÉ, 15 CM



Ref. ID25515

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040013794	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	15
Unité emballée / Poids (kg)	0.079	Unité nue / Poids (kg)	0.079
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 06/04/2026 20:01:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.