

DAVIER VERBRUGGE, RÉDUCTEUR, MORS ACÉRÉS, COUDÉ, 18 CM



Ref. ID25518

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040013817	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	7.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	17
Unité emballée / Poids (kg)	0.091	Unité nue / Poids (kg)	0.091

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 21:34:02 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.