

**ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM,
MORS DE 5 CM**

Ref. IE01605



CE



06/04/2026 21:48:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM, MORS DE 5 CM

Ref. IE01605



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016290	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.443	Unité nue / Poids (kg)	0.443

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 21:48:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.