

ECARTEUR HARTMANN, DOUBLE FIL, INOX, 16 CM, LA PAIRE

Ref. IE03616



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016375	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	5.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16
Unité emballée / Poids (kg)	0.1	Unité nue / Poids (kg)	0.085

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 22:14:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.