

ECARTEUR LOVE, LARGEUR 7 MM, COUDÉ 45°



Ref. IE05401

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040016405	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	4.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	18.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.025	Unité nue / Poids (kg)	0.025

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 19:33:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.