

ECARTEUR BECKMANN, 33 CM, 3 X 4 GRIFFES, 6 CM

Ref. IE13434



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040016665	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	12.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	33.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.356	Unité nue / Poids (kg)	0.356

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 22:06:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.