

ECARTEUR SENN-MÜLLER, 16 CM

Ref. IE28816



Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3661040017129 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité nue / Largeur (cm) | 2.7 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | nc | Unité nue / Hauteur (cm) | 1.1 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité nue / Longueur (cm) | 16 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.031 | Unité nue / Poids (kg) | 0.031 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|