


# FORCEPS TARNIER, AVEC TRACTEUR 40 CM

Ref. IF21137



CE



06/04/2026 20:29:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# FORCEPS TARNIER, AVEC TRACTEUR 40 CM

Ref. [IF21137](#)



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040018614	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	9.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	40
Unité emballée / Poids (kg)	1.1	Unité nue / Poids (kg)	1.1

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 06/04/2026 20:29:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.