

GOUGE TRCHANANTE, POUR PÉDICURIE, 8 MM X 14 CM

Ref. IG18080



CE



Description

Gouges tranchantes

8 tailles disponibles, nous consulter

 06/04/2026 19:31:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GOUGE TRANCHANTE, POUR PÉDICURIE, 8 MM X 14 CM

Ref. [IG18080](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019147	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	15	Unité nue / Longueur (cm)	15
Unité emballée / Poids (kg)	0.022	Unité nue / Poids (kg)	0.022

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 19:31:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.