

PINCE NASALE DE LUC, FENÊTRÉE, 19 CM, MOYEN MODÈLE

Ref. IP19719



Caractéristiques

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe Ir |
| Code barre | 3661040023441 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |
| MESURES | | | |
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité nue / Largeur (cm) | 8.5 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | nc | Unité nue / Hauteur (cm) | 0.5 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité nue / Longueur (cm) | 23.5 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.06 | Unité nue / Poids (kg) | 0.06 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES | | | |
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Unité emballée / Quantité | 1 | | |

06/04/2026 22:21:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.