

## PINCE EN COEUR, 20 CM

Ref. IP27620




CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
2 ANS  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE

STAINLESS  
**INOX**  
STEEL



06/04/2026 21:44:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PINCE EN COEUR, 20 CM

Ref. [IP27620](#)



**Permet de saisir avec précaution certains viscères**

### Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040086347	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	24
Unité emballée / Poids (kg)	0.076	Unité nue / Poids (kg)	0.076

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 21:44:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.