

PASSE-FIL FINOCHIETTO, 24 CM

Ref. IP44524



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040025582	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	24.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.088	Unité nue / Poids (kg)	0.088
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

06/04/2026 19:47:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.