

**PINCE BOZEMANN, CONTRE-COUDÉE, 24
CM**

Ref. IP46424



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

06/04/2026 20:04:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**PINCE BOZEMANN, CONTRE-COUDÉE, 24
CM****Ref. IP46424****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040026176	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	24
Unité emballée / Poids (kg)	0.079	Unité nue / Poids (kg)	0.079

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---