


PINCE CHAPUT, 18 CM

Ref. IP11618



06/04/2026 19:24:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PINCE CHAPUT, 18 CM

Ref. IP11618



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040161075	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.028
Unité nue / Poids (kg)	0.028		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--