

PINCE À MÉNISQUE DE BIRCHER-GANSKE DROITE 20,5 CM

Ref. IP46930



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040043913	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.3

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 21:06:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.