

# PORTE-AIGUILLE CRILE-WOOD, 13 CM, TUNGSTÈNE



Ref. IP50113

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040027500	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.024
Unité nue / Poids (kg)	0.024		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

 06/04/2026 22:05:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.