

**PORTE-AIGUILLE, MORS FINS,  
TUNGSTÈNE, 16 CM****Ref. IP50216****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040041100	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.042

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---