

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°16

Ref. IS01616



Exemple de bougies Hégar simple, inox.
30 tailles disponibles, nous consulter



06/04/2026 20:10:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°16

Ref. IS01616



Description

Bougié Hégar simple, inox

30 Tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029863	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19.4
Unité emballée / Poids (kg)	0.069	Unité nue / Poids (kg)	0.069

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 20:10:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.