

# BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°18

Ref. IS01618



CE



Exemple de bougies Hégar simple, inox.  
30 tailles disponibles, nous consulter



06/04/2026 21:14:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°18

Ref. IS01618



### Description

Bougié Hégar simple, inox

30 Tailles disponibles, nous consulter

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029887	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19
Unité emballée / Poids (kg)	0.08	Unité nue / Poids (kg)	0.08

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 21:14:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.