

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 20 MM, LONG 90 MM

Ref. IS04617



06/04/2026 20:12:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 20 MM, LONG 90 MM

Ref. IS04617



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040059891	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.079
Unité nue / Poids (kg)	0.079		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 20:12:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.