

**SPÉCULUM VAGINAL DE CUSCO, PLIANT, 37
MM, LONG 95 MM**

Ref. IS05637



06/04/2026 19:41:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPÉCULUM VAGINAL DE CUSCO, PLIANT, 37 MM, LONG 95 MM

Ref. IS05637



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030456	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	7.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	4.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14.7
Unité emballée / Poids (kg)	0.168	Unité nue / Poids (kg)	0.168
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 06/04/2026 19:41:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.