

SPÉCULUM DE HARTMANN - DIAM. 5 MM

Ref. IS06607



06/04/2026 21:22:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPÉCULUM DE HARTMANN - DIAM. 5 MM

Ref. IS06607



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040063812	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.05

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---