

STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL PINARD, ALUMINIUM

Ref. IS07601



CE



06/04/2026 22:16:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL PINARD, ALUMINIUM

Ref. IS07601



Pour une auscultation rapide et fiable du fœtus

Description

- Simple pavillon
- Léger
- Facilement maniable
- Simple à nettoyer

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030548	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité nue / Largeur (cm)	7
Unité emballée / Hauteur (cm)	7	Unité nue / Hauteur (cm)	7
Unité emballée / Longueur (cm)	23	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.034	Unité nue / Poids (kg)	0.034

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 22:16:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.