

STYLET SPATULÉ, 14 CM

Ref. IS10414



06/04/2026 20:30:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STYLET SPATULÉ, 14 CM

Ref. IS10414



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040030746	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14
Unité emballée / Poids (kg)	0.008	Unité nue / Poids (kg)	0.008

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 20:30:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.