

SPÉCULUM KILLIAN, AVEC VIS DE BLOCAGE NASAL, 30 MM

Ref. [IS23030](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040031149	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14.8
Unité emballée / Poids (kg)	0.101	Unité nue / Poids (kg)	0.101
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 06/04/2026 20:14:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.