

SPÉCULUM KILLIAN, AVEC VIS DE BLOCAGE NASAL, 75 MM

Ref. [IS23075](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040031163	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16.2
Unité emballée / Poids (kg)	0.1	Unité nue / Poids (kg)	0.1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 19:59:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.