

# TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, POUR VIS DIAM 3.2 MM

Ref. IT02432



## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040040936	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 19:43:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.