

TROCARD OCHSNER, 14 FG, 4,66 MM

Ref. IT11614



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe Ir
Code barre	3661040031729	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité emballée / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité emballée / Poids (kg)	0.028
Unité nue / Poids (kg)	0.028		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

📅 06/04/2026 20:49:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.