

BOITE DE 10 ROULEAUX DE PAPIER POUR IMPR. ECG (20M) POUR COMEN NC5

Ref. BCIMPR02

Rouleaux ECG haute qualité pour une impression précise et continue, compatibles avec le Comen NC5

Description

Rouleaux ECG haute qualité pour une impression précise et continue, compatibles avec le Comen NC5

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040219394	Code douanier	482340000
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 06/04/2026 22:17:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.