

**LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC RÉUTILISABLE NOURRISSON
(8-13CM) - CONNECTEUR BAYONET**

Ref. DSU231010

SUNTECH



CE



06/04/2026 19:46:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LOT DE 5 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE NOURRISSON (8-13CM) - CONNECTEUR BAYONET



Ref. DSU231010

Brassards réutilisables nourrisson – taille 8–13 cm, connecteur Bayonet, conçus pour un suivi doux et précis.

Description

Brassard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord rectus baïonnette.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	0120840935104138	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	9
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité emballée / Poids (kg)	0.168

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 19:46:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.