

## CANULE FRAZIER, 18 CM X 4,5 MM, COUDÉE

Ref. IC41105



### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040161686	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.034
Unité nue / Poids (kg)	0.034		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--

06/04/2026 22:07:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.