



LOT DE 3 BRASSARDS PNI NÉONATALS JETABLES POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011E



CE



06/04/2026 19:34:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LOT DE 3 BRASSARDS PNI NÉONATALS JETABLES POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI011E](#)

Les brassards jetables néonataux pour Vitalimate MINI

Description

Lot de 3 brassards néonataux jetables pour le Vitalimate Mini.

Ces brassards n'ont pas de poche et possède un seul tube.

Le set comprend 3 tailles de brassards néonataux:

- 3cm-6cm
- 4cm-8cm
- 5cm-11cm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6948309002582	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	18	Unité emballée / Poids (kg)	0.15
Unité nue / Poids (kg)	0.1		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 06/04/2026 19:34:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.