

BOÎTE INOX, 28 X 14 X 6 CM

Ref. AI28146



07/04/2026 02:37:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 28 X 14 X 6 CM

Ref. [AI28146](#)



Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

Description

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019574	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité nue / Largeur (cm)	14
Unité emballée / Hauteur (cm)	6	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	28	Unité nue / Longueur (cm)	28
Unité emballée / Poids (kg)	0.872	Unité nue / Poids (kg)	0.872

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 02:37:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.