

BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM

Ref. AI35158



06/04/2026 23:41:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 35 X 18 X 8 CM

Ref. [AI35158](#)



Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

Description

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019659	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	18	Unité nue / Largeur (cm)	18
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	35	Unité nue / Longueur (cm)	35
Unité emballée / Poids (kg)	1.25	Unité nue / Poids (kg)	1.25

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 23:41:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.