

SONDE RCF2 POUR C11 COMEN (WATER PROOF)

Ref. BCTOCO14

COMEN



CE
0482



Sonde du cardiocrographe C11 pour surveiller le rythme cardiaque du bébé.

Description

Sondes très sensibles (9 cristaux)
Sondes étanches (IP67), idéales pour l'accouchement.

07/04/2026 02:08:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SONDE RCF2 POUR C11 COMEN (WATER PROOF)

COMEN

Ref. [BCTOCO14](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0482	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040219257	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

07/04/2026 02:08:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.