

SONDE TOCO POUR C11 COMEN (WATER PROOF)

Ref. BCTOCO15

COMEN



CE
0482



Sonde TOCO du cardiocytographe pour surveiller les contractions de la future maman

Description

étanches IP67

07/04/2026 00:04:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SONDE TOCO POUR C11 COMEN (WATER PROOF)

COMEN

Ref. [BCTOCO15](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0482	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040219264	Code douanier	9018193010
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 00:04:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.