

**MANCHE BISTOURI N°3, LONG, LONGUEUR
21 CM**

Ref. ID05413



06/04/2026 23:31:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MANCHE BISTOURI N°3, LONG, LONGUEUR 21 CM



Ref. ID05413

Utilisé lors des interventions chirurgicales, notamment pour faire des incisions.

Description

- Non stérile
- Produit unitaire

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040013510	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	21.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.043	Unité nue / Poids (kg)	0.043

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 23:31:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.