

MIROIR LARYNGIEN, N°6, DIA. 22 MM

Ref. IM03106



CE



07/04/2026 03:16:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MIROIR LARYNGIEN, N°6, DIA. 22 MM

Ref. IM03106



Description

Miroirs Laryngiens

12 tailles disponibles, nous consulter

NB. : Les Miroirs doivent être fixés sur un manche : réf. IM03200

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040020471	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	2.1
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.1
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.01	Unité nue / Poids (kg)	0.01

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 03:16:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.