

PINCE À TIQUES

Ref. IP54900



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040028354	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	8
Unité emballée / Poids (kg)	0.009	Unité nue / Poids (kg)	0.009
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 06/04/2026 22:32:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.