

TROUSSE DISSECTION COMPLÈTE, EN ÉTUI VINYLE

Ref. IT01600



07/04/2026 01:19:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TROUSSE DISSECTION COMPLÈTE, EN ÉTUI VINYLE

Ref. IT01600



Trousse de dissection complète

Description

Trousse vinyle composée de :

- IP26410, Pince à échardes, 10 cm
- IP26214, Pince Dissection, S/G, 14 cm
- IS02414, Sonde Cannelée, 14 cm
- ID07601, Aiguille à manche pour disséquer, 14 cm
- ID08601, Aiguille Lancéolée pour disséquer, 14 cm
- IC05414, Ciseaux Dauphin, droits, 14 cm
- IC9411, Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
- ID05404, Manche bistouri n°4

TROUSSE DISSECTION COMPLÈTE, EN ÉTUI VINYLE

Ref. [IT01600](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040031569	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	25	Unité nue / Largeur (cm)	13.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	15	Unité nue / Longueur (cm)	18
Unité emballée / Poids (kg)	0.282	Unité nue / Poids (kg)	0.282

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 01:19:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.