

**PORTE-THERMOMÈTRE, INOX, DIA. 30 MM,
HAUTEUR 100 MM**

Ref. AI11611



07/04/2026 01:45:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PORTE-THERMOMÈTRE, INOX, DIA. 30 MM, HAUTEUR 100 MM



Ref. AI11611

Description

Porte thermomètre en acier inoxydable autoclavable pour usage médical.

Dispositif médical permettant de ranger temporairement un thermomètre médical classique sans risque qu'il ne tombe et s'abîme, et permet également d'éviter le contact direct entre le thermomètre et une surface de travail pour réduire des risques de contamination croisée.

Bien nettoyer et désinfecter après chaque utilisation.

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019291	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	8	Unité nue / Largeur (cm)	3
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité nue / Longueur (cm)	10
Unité emballée / Poids (kg)	0.088	Unité nue / Poids (kg)	0.088

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 01:45:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.