

**PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM,  
HAUTEUR 200 MM**

**Ref. AI11623**



07/04/2026 01:42:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# PORTE-PINCE À SERVIR, DIA. 50 MM, HAUTEUR 200 MM

Ref. AI11623



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019314	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité nue / Largeur (cm)	5
Unité emballée / Hauteur (cm)	11	Unité nue / Hauteur (cm)	20
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	20
Unité emballée / Poids (kg)	0.213	Unité nue / Poids (kg)	0.213
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

07/04/2026 01:42:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.