

HARICOT INOX, 25 X 13,5 X 4 CM

Ref. AI12544



07/04/2026 01:34:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

HARICOT INOX, 25 X 13,5 X 4 CM

Ref. [AI12544](#)



Idéal pour ranger des instruments ou poser temporairement des déchets médicaux

Description

- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3661040019338 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 12 | Pays | Pakistan |
| MESURES | | | |
| Unité emballée / Largeur (cm) | 16 | Unité nue / Largeur (cm) | 13.5 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | 10 | Unité nue / Hauteur (cm) | 4 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 28 | Unité nue / Longueur (cm) | 25 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.187 | Unité nue / Poids (kg) | 0.187 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES | | | |
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Unité emballée / Quantité | 1 | | |

📅 07/04/2026 01:34:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.