

BASSIN DE LIT, INOX, ROND, 37 X 29 CM

Ref. AI13729



CE



Description

Contenance 5 Litres

Poids maxi supporté : 90 kg

06/04/2026 22:32:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BASSIN DE LIT, INOX, ROND, 37 X 29 CM

Ref. [AI13729](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019345	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	38	Unité nue / Largeur (cm)	29
Unité emballée / Hauteur (cm)	32	Unité emballée / Longueur (cm)	54
Unité nue / Longueur (cm)	37	Unité emballée / Poids (kg)	0.69
Unité nue / Poids (kg)	0.68		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---